2-2 受信データ確認

「受信データ確認」ボタンをクリック



受信データ確認画面です。絞り込み検索して検査結果を参照できます。 処理日時単位順




受付日順



日付(範囲)を指定して検索することができます。

日付を入力して、「F3:検索」をクリックすると検索結果が表示されます。

また、血液検査・細菌検査・病理検査それぞれを指定して検索することができます。



任意の項目のラジオボタンをクリックして「F5:検索」をクリックすると、検査結果が表示されます。

ラッシュデータの参照

任意の行を選択し「F4:ラッシュ」をクリックすると血液検査結果(ラッシュデータ)が参照できます。

任意の行でダブルクリックをしても同じ操作になります。





- i.「F1:終了」をクリックすると、ラッシュデータを終了します。
- ii.「F4:異常値」をクリックすると、異常値の項目のみを表示します。異常値表示中はボタンが「F4:全件」に変わり、表示を切り替えることが出来ます。
- ⅲ.「F7:プレビュー」をクリックすると、印刷プレビューが表示されます。
- iv. 「F9:印刷」をクリックすると、ラッシュデータが印刷されます。 ※ 通常使うプリンタに設定されたプリンタで出力されます。

患者マスタ

任意の行を選択し「 $\mathbf{F5}$: 患者マスタ」をクリックすると、患者マスタの画面が出ます。

→患者マスタのページをご参照下さい。【4-3】



患者訂正

任意の行を選択し「F6: 患者訂正」をクリックすると、患者訂正の画面が出ます。 →患者訂正のページをご参照下さい。【4-4】

