

3-1 患者検索

ここでは、「患者検索」ウィンドウを使って作業対象患者様を選択する手順について説明します。

本システムでは、作業対象患者様の選択は全てこのウィンドウで行います。


起動

「患者検索」ウィンドウは、検査結果参照の【単回表示】【時系列表示】【グラフ表示】のウィンドウ起動時に、そのウィンドウの手前に表示されます。

また、各ウィンドウのメニューバーの「機能切替」－「患者検索」を選択するか、ツールバーの「F3：患者検索」をクリックすると表示されます。



各部機能



- ① 患者番号入力欄
作業対象患者様のカルテ No.を入力します。
- ② 患者名入力欄
作業対象の患者名を入力します。(頭文字だけでも可能です。)
- ③ 患者一覧の表示順指定
患者一覧の表示順を、番号順と名前順の2通りから選択することができます。
- ④ Ent: 検索
クリックすると、指定した表示順、入力した患者番号・患者名で、患者様の検索を開始します。
- ⑤ 患者一覧
入力した患者番号・患者名に最も近い患者様を先頭にして一覧表示します。
この中から作業対象患者様を選択します。
右のスクロールバーの矢印をクリックすると表示が上下に切り替わります。
- ⑥ Ent: OK
クリックすると選択した患者様を決定し、「患者検索」ウィンドウを閉じます。
- ⑦ F1: キャンセル
クリックすると患者様の選択を行わずに「患者検索」ウィンドウを終了します。

操作

操作手順

- i. 患者番号または患者名の入力欄をクリックし、検索の手がかりとなる数字・文字列を入力します。

患者名 フナハシ キョウコ

● 患者名（文字列）を入力する場合、以下の点に注意してください。

- ・半角カナで入力します。
- ・姓名の両方を入力する場合は、姓と名の間を半角 1 文字分あけます。

- ii. 患者一覧の表示順を変更する場合は、選択肢の左側にあるオプションボタンをクリックして表示順を変更します。

番号順 名前順

- iii. 「Ent：検索」 をクリックします。

入力した患者番号・患者名に一番近い患者様を先頭にして検索結果が患者一覧に表示されます。

- iv. 作業対象患者様が先頭に表示されていない場合は、作業対象の患者様をクリックして選択します。選択すると青色で反転表示されます。

また、作業対象患者様が患者一覧に表示されていない場合は、右のスクロールバーの矢印をクリックして表示を切り替えて下さい。

患者番号	患者名
790	ニシダ ユカリ
10533	フケモト キョウカ
814	フジオ キリコ
897	フジタ キヨシ
9443	フジツカ ユキ
8586	フナト シンジ
569	フナハシ キョウコ
0000142943	フナハシ ケイゾウ
15404	フナハシ ヤチヨ
0000000000	フナハシ キョウコ

クリックして選択する

- v. 作業対象患者様を選択したら、[Ent：OK] をクリックします。
選択した患者様を決定し、次の処理を行うことができます。


「フ」で始まる氏名の患者様を検索する

- i. 患者名の入力欄をマウスでクリックして、Delete キーや Backspace キーで空欄にしてから、今度は「フ」のみを入力し、「Ent：検索」 キーをクリックします。
- ii. クリックすると、「フ」で始まる氏名の患者様を一覧表示します。



「フナハシ キョウコ」を作業対象患者様として選択する

- i. 患者一覧の中の「フナハシ キョウコ」をマウスでクリックし、反転表示させます。



- ii. 反転表示させたら、「Ent : OK」 をクリックします。
「患者検索」ウィンドウが終了し、指定した機能のウィンドウに「フナハシ キョウコ」のデータが表示されます。