

3-3 時系列表示


患者様の検査結果を検査を行った受付日順に一覧表示します。

起動

このウィンドウは2通りの起動方法があります。

「単回表示」から起動する場合

- i. メニューバーの「機能切替」－「時系列」を選択するか、ツールバーの「F5:時系列」をクリックします。



初期メニューから起動する場合

- i. メニュー画面より「時系列表示」ボタンをクリックします。



- ii. 「患者番号」または「患者名」を入力し、「Ent: 検索」をクリックします。
何も入力せず、「Ent: 検索」をクリックすると、全患者様が表示されます。
該当の患者様を選択し、「Ent: OK」をクリックします。



クリックして選択する

各部機能

項目名	受付日	09/09/15	09/10/27	09/12/01	10/02/18	10/02/18	10/02/27	10/02/27	10/06/15	10/11/04	11/01/25
1 血算5項目		684	810	1446	516	631	528	626	609	785	653
2 白血球									3830	3790	
3 赤血球							439		460	461	
4 血色素							13.5		14.3	14.2	
5 ヘマトクリット							39.7		41.4	41.6	
6 MCV									90.0	90.2	
7 MCH									31.1	30.8	
8 MCHC									34.5	34.1	
9 血小板									19.7	20.1	
10 総ビリルビン									0.6	0.8	
11 アルブミン							4.3				
12 AST(GOT)			31	22		20			19	27	
13 ALT(GPT)			37	22		19			20	31	
14 γ-GTP			13	13		13			12	12	
15 コリンエステラーゼ									367	371	
16 CK(CPK)											
17 総コレステロール											
18 総コレステロール(計算)						152					
19 中性脂肪	H	163	147			119			121	140	
20 HDL-コレステロール	L	38	44			46			43	41	
21 LDLコレステロール		128	81			82			84	78	
22 LDL-C/HDL-C比		3.4	1.8						2.0	1.9	
23 尿素窒素										11.1	
24 クレアチニン										0.6	
25 尿酸										3.9	
26 Na										143	
27 K										3.9	

① メニューバー

それぞれのタイトル文字をクリックすると、操作の一覧が表示されます。

一覧の選択肢をクリックするとその操作を行います。

② ツールバー

メニューバーの中からよく使われる操作をボタン表示してあります。

クリックするとボタンに書いてある操作を行います。

③ 患者情報表示

作業中の患者の属性などを表示します。

④ 検査結果時系列一覧

作業対象患者・作業対象検体の検査結果を検体履歴順に一覧表示します。

⑤ 検査項目移動

スクロールバーの矢印をクリックすると、検査項目一覧を上下にスクロールすることができます。

⑥ 履歴移動

スクロールバーの矢印をクリックすると、一覧表示する検体を前後の履歴のものに切り替えて表示します。

⑦ メッセージバー

メッセージを表示します。

時系列一覧の見方

【検査結果】時系列表示											
機能切替 グラフ 表示項目 検査データ 印刷											
F1:終了 F2:メニュー F3:患者検索 F4:単回 F6:グラフ F8:印刷											
番号	569	氏名	アハツ キョウコ	性別	女性	生年月日	昭和12年01月29日	コメント			
項目名	受付日	09/09/15	09/10/27	09/12/01	10/02/16	10/02/16	10/02/27	10/02/27	10/06/15	10/11/04	11/01/25
1 血算5項目	684	810	1446	516	631	528	626	609	785	653	
2 白血球									3830	3790	
3 赤血球							439		460	461	
4 血色素							13.5		14.3	14.2	
5 ヘマトクリット							39.7		41.4	41.6	
6 MCV									90.0	90.2	
7 MCH									31.1	30.8	
8 MCHC									34.5	34.1	
9 血小板									19.7	20.1	
10 総ビリルビン									0.6	0.8	
11 アルブミン							4.3				
12 AST(GOT)			31	22		20			19	27	
13 ALT(GPT)			37	22		19			20	31	
14 γ-GTP			13	13		13			12	12	
15 コリンエステラーゼ									367	371	
16 CK(CPK)											
17 総コレステロール											
18 総コレステロール(計算)						152					
19 中性脂肪	H	163	147			119			121	140	
20 HDL-コレステロール	L	38	44			46			43	41	
21 LDL-コレステロール		128	81			82			84	78	
22 LDL-C/HDL-C比		3.4	1.8						2.0	1.9	
23 尿酸窒素										11.1	
24 クレアチニン										0.6	
25 尿酸										3.9	
26 Na										143	
27 K										3.9	

この患者の検査データを表示しています。

- 「単回表示」ウィンドウで表示されている検体データを基準にし、右から左へ1履歴前の検体データを順に表示します。
- 右のスクロールバーの矢印をクリックすると検査項目一覧を上下にスクロールすることができます。
- 下のスクロールバーの矢印をクリックすると、検体データを前後の履歴のものに切り替えて表示します。
- 検査項目の「*」は標準検査項目に院内検査データ入力で結果値を入力したことを指します。

時系列印刷設定について

メニューバーの「印刷」－「プレビュー」を選択します。

※印刷範囲指定は、結果が6件以上の場合に利用できます。

項目名	受付日	09/10/27	09/12/01	10/02/16	10/02/16	10/02/27	10/02/27	10/06/15	10/11/04	10/11/04	11/01/25
		810	1446	516	631	528	626	609	785	785i	653
1 血算5項目											
2 白血球								3830	3790		
3 赤血球						439		460	461		
4 血色素						13.5		14.3	14.2		
5 ヘマトクリット						39.7		41.4	41.6		
6 MCV								90.0	90.2		
7 MCH								31.1	30.8		
8 MCHC								34.5	34.1		
9 血小板								19.7	20.1		
10 総ビリルビン								0.6	0.8		
11 アルブミン						4.3					
12 AST(GOT)		31	22		20			19	27		
13 ALT(GPT)		37	22		19			20	31		
14 γ-GTP		13	13		13			12	12		
15 コルエステラーゼ								367	371		
16 CK(CPK)											
17 総コレステロール											
18 総コレステロール(計算)					152						
19 中性脂肪		147			119			121	140		
20 HDL-コレステロール		44			46			43	41		
21 LDL-コレステロール		81			82			84	78		
22 LDL-C/HDL-C比		1.8						2.0	1.9		
23 尿素窒素									11.1		
24 クレアチニン									0.6		
25 尿酸									3.9		
26 Na									143		
27 K									3.9		

この患者の検査データを表示しています。

初期の印刷範囲は下記の通りです。

受付日	受付番号
09/10/27	810
09/12/01	1446
10/02/16	516
10/02/16	631
10/02/27	528
10/02/27	626
10/06/15	609
10/11/04	785
10/11/04	785i
11/01/25	653


Ent:OK F1:キャンセル

クリックしたところから6回分の範囲で印刷されます。

受付日	受付番号
09/10/27	810
09/12/01	1446
10/02/16	516
10/02/16	631
10/02/27	528
10/02/27	626
10/06/15	609
10/11/04	785
10/11/04	785i
11/01/25	653

Ent:OK F1:キャンセル

「C t r l キー」を押しながらクリックすると、必要な所だけ（1～最大6か所）印刷範囲を指定することも可能です。



検査結果のコピー

検査結果を、他のアプリケーション（EXCEL 等）で利用することができます。検査を行った受付日順に一覧表示します。

a. マウスを使用して、コピーする範囲を指定します。

【検査結果】時系列表示								
機能切替 グラフ 表示項目 検査データ 印刷								
F1:終了			F2:メニュー		F3:患者検索		F4:単回	
							F6:グラフ	
							F9:印刷	
番号	569	氏名	アカシ キョウコ	女性	生年月日	昭和12年01月29日		
項目名	受付日	04/03/09	05/02/16	05/02/16	06/02/21	06/02/27	07/02/27	07/02/27
10 総ビリルビン		6076	434	963	388	665	483	
11 アルブミン								
12 AST(GOT)		16		16	15			
13 ALT(GPT)		12		13	12			
▶ 14 γ-GTP		12		11	11			
15 コリンエステラーゼ								
16 CK(CPK)								
17 総コレステロール	H	222		H	224	H	223	
18 総コレステロール(計算)								
19 中性脂肪	H	167		120	H	180		
20 HDL-コレステロール	L	34		40	L	36		
21 LDLコレステロール								
22 LDL-C/HDL-C比								

