


## 4-3 患者マスタ

患者マスタを追加・修正するには、マスタ管理の「患者マスタ」を使います。  
(マスタの修正は院内検査のみ可能です)



「患者マスタ」をクリックすると下のような画面がでます。

A screenshot of the '患者マスタ' (Patient Master) registration window. The window has a title bar '患者マスタ' and a close button. Below the title bar are function buttons: 'F1:終了' (End), 'F3:患者検索' (Patient Search), 'F5:新規登録' (New Registration), 'F6:登録' (Registration), and 'F7:削除' (Delete). The form contains several input fields and dropdown menus: '患者番号' (Patient No.), '性別' (Sex) with a dropdown '0:不明', '患者名' (Patient Name), '生年月日' (Date of Birth) with a dropdown '4:平成' and a date field, '患者名(漢字)' (Patient Name in Kanji), '血液型' (Blood Type) with a dropdown '0:不明', and 'RH型' (RH Type) with a dropdown '0:不明'. There are also fields for '郵便番号' (Postal Code), '住所' (Address), '電話番号' (Phone Number), '職業' (Occupation), and 'コメント' (Comments).


### 患者検索

「患者検索」のページをご参照下さい。

### 新規登録

新規で患者マスタを登録することができます。

- i. 必要な情報をそれぞれ入力して下さい。
- ii. 「F6：登録」をクリックすると下のような画面がでます。



「はい」をクリックして下さい。


続けて登録する場合は「F5：新規登録」をクリックして下さい。

## 修正

---

患者マスタを修正できます。

- i. 「F3：患者検索」で修正したい患者データを検索し、表示します。
- ii. 内容を修正し「F6：登録」をクリックします。
- iii. 下のような画面が出るので、「はい」をクリックします。



## 削除

---

患者マスタを削除できます。

- i. 「F3：患者検索」で修正したい患者データを検索し、表示します。
- ii. 「F7：削除」をクリックします。
- iii. 下のような画面が出るので、「はい」をクリックします。

