## 5-2 外部データ出力

すこやかネットのデータを CSV で出力するには、データ抽出の「外部データ出力」 を使います。

データ抽出	システム	管理
電子力	ルテデータ	作成
外部テ	一外出力	

「外部データ出力」をクリックすると、下のような画面が出ます。



① 検査データを CSV で出力します。クリックすると下のような画面が出ます。

	検査テ	データ抽出								×	
→	F	1:終了	F2:メニュー	F3:CSV抽出							
$\rightarrow$	受任	付日 2011	/01/01 ~	2011/02/22					選択数	0	←
	息	息者番号	患者	名			患者番号		患者名		
		000014729	5 727 EF2*								
		15451	し イトウ ヒテギオ								
		4902	2 4 <i>1</i> 91 39°5	1							
		11712	2 9229 291			<<	←vi				
		6650	) בא ל״לעב (								
		000011725	5 オオハシ エカオ		-		←VII				
$\rightarrow$		15744	\$ h77°F 37°	μ				1V			
	(	0000104129	) मगुरुर रुग्रे								
	(	0000122622	2 IT I V I V	2	1		←viii				
		14725	5 414 913			$\square$					
	(	0000143557	7 デスト アキヨ			>>	←ix				
	(	0000136897	7 テスト ナツミ		ľ						
		0000105831	レデスト ハナコ								
		0000106786	5 771 1173								
		000011706	5 テスト ハルコ		÷						
$\rightarrow$	抽	七先			_				[]		

i. ツールバー…クリックするとボタンに書いてある操作を行います。

F1:終了 検査データ出力を終了します。

**F2**:メニュー すこやかネットのメインメニュー画面を手前に表示します。 **F3**:設定完了後、CSV 出力します。

- ii. 受付日で出力する患者データを限定することができます。
- **iii**. 出力可能な患者データの全候補が表示されます。
- iv. 出力する患者データ名が表示されます。
- v. ivの患者データの数が表示されます。
- vi. <sup>w</sup>をクリックするとivの行がすべてクリアされ、iiiへ表示されます。
- vii. <br />
  <br />
  クリックするとivで選択した行がクリアされ、iiiへ表示されます。
- ix. <sup>22</sup>クリックするとiiiの行が全てivに追加されます。
- x. データファイルの出力先を指定します。 こをクリックし、任意のフォルダを指定して、「保存」をクリックして下さい。
- ii・iv・xの設定が完了したら、i 「F3: CSV 抽出」をクリックして下さい。

すこやかネット	
<b>(?)</b> CSVを出力します。	よろしいですか?
(まい)(	Y) いいえ(N)

上の画面が出たら「はい」をクリックして下さい。

すこやかネット	23
() 出力しました	Ë•
	ж

上の画面が出たら「OK」をクリックして下さい。

② 項目マスタを CSV で出力します。(※院内入力した項目のみ出力可です。)

クリックすると下のような画面カ
-----------------

項目マスタ抽出			
F1:終了	F2:メニュー	F3:CSV抽出	
抽出先	Could very		-

をクリックし、任意のフォルダを指定して下さい。

「F3:CSV出力」をクリックすると下のような画面が出ます。

? csv	を出力します。よろ	しいですか?
	(±6)(Y)	しいえ(N)

上の画面が出たら「はい」をクリックして下さい。



上の画面が出たら「OK」をクリックして下さい。

③外部データ出力を終了します。