5-3 項目別検査結果 CSV 抽出

すこやかネットのデータを項目別に CSV で出力するには、データ抽出の「項目別検 査結果 CSV 抽出」を使います。

<CSVサンプル>

受付日,カルテ No, 患者名, 性別, 生年月日, 年齡, HbA1c, H/L, CRP 定量, H/L "2013/01/13", "16678", "フクヤマ タロウ", "男", "1926/06/10", "86", "7.1", "H", "0.21", "" "2013/01/19", "27586", "イシカイ ハナコ", "女", "1936/11/01", "76", "6.1", "", "0.78", "H"

<CSVファイルをExcelで開いた場合>

| | A | В | С | D | E | F | G | Н | Ι | J |
|---|------------|-------|----------|----|-----------|----|--------------|-----|------|-----|
| 1 | 受付日 | カルテNo | 患者名 | 性別 | 生年月日 | 年齢 | HbA1 c(NGSP) | H/L | CRP | H/L |
| 2 | 2015/12/13 | 16678 | フクヤマ タロウ | 男 | 1926/6/10 | 86 | 7.1 | Н | 0.21 | |
| 3 | 2015/12/14 | 27586 | イシカイ ハナコ | 女 | 1936/11/1 | 76 | 6.1 | | 0.78 | Н |
| 4 | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

メニューの「データ抽出」から「項目別検査結果CSV抽出」を選択します。



抽出条件を設定します。

| | 項目別検 宣結果CSV 抽出 |
|---|---|
| F6:条件呼出 | F1:終了 F2:メニュー F3:CSV抽出 F5:条件保存 F8:条件 |
| | |
| | ①受付日 2015/12/13 ~ 2015/12/14 |
| (5)正常・異常 ◎ 区別なし ○ 正常のみ ○ 異常のみ | ②性別 ◎ 区別なし ○ 男性のみ ○ 女性のみ (5)正 |
| (6)項目条件形式 	◎ And条件 ○ Or条件 | ③生年月日/_/ ~/_/_ ⑥項 |
| 」月(7)CSV形式 	◎ カンマ(,) ○ タブ(Tab) | ④ ④年齢 歳 カ月 ~ 歳 カ月 ⑦ ℃S |
| | 項目検索(部分検索可) |
| 選択数 2 クリア | НЪА |
| | 検索のパー |
| 抽出項目一覧 (最大50) | 参照項目一覧 |
| 項目コード項目名 | 項目コード項目名 |
| 134 HbA1c(NGSP) | 144 HbA1c(NGSP)特定(未使用) |
| 347 CRP | 164 HbAlc(JDS)(使用甲止) |
| | 191 (甲止/HbA1c(特定(健診) |
| | 4297 HDA1c(JDS)(HFLC) 4298 HbA1c(JDS)(酸表注) |
| | 4300 HbA1c(NGSP)(HPLC) |
| | 4301 HbA1c(NGSP)(酵素法) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 選択数 2 977 描出項目一覧 (最大50) 項目コード 項目名 134 HbAlc(NGSP) 347 CRP | 項目検索(部分検索可) 一日 一日 164 HbA1c(NGSP)特定(未使用) 164 HbA1c(JDS)(使用中止) 191 (中止)HbA1c(特定健診) 4297 HbA1c(JDS)(時素法) 4300 HbA1c(NGSP)(HPLC) 4301 HbA1c(NGSP)(時素法) |

①受付日:抽出したい検査の受付日の絞り込みが可能です。

②性別:抽出したい検査の患者の性別の絞り込みが可能です。

③生年月日:抽出したい検査の患者の生年月日の絞り込みが可能です。

④年齢:抽出したい検査の患者の年齢の絞り込みが可能です。

⑤正常・異常:抽出したい検査の結果の絞り込みが可能です。

⑥項目条件形式:抽出したい検査項目が複数の場合、項目同士の条件を指定して

ください。 .

(例)検査項目Aと検査項目Bを指定した場合

And 条件:AとBの両方を含む検査が対象

Or条件 : AかBのどちらかもしくは両方を含む検査が対象

⑦CSV形式:出力されるCSVファイルの区切り文字を指定してください。

次に、検査項目を選択します。

| 項目 | 目別検査結果C | SV抽出 | | | | | | - | ٢ |
|----|----------------|---|---------------------------------------|------------|---------|-------|-------------|--------------|---|
| | F1:終了 | F2:メニュー | F3:CSV抽出 | F5:条件保存 | F6:条件呼 | н | | | |
| Г | | | | | | | | | 7 |
| | 受付日 | 2015/12/13 | \sim | 2015/12/14 | | | | | |
| | 性別 | ◎ 区別なし (| ◎ 男性のみ_ | ◎ 女性のみ | 正常 | ・異常 | ◎ 区別なし 🤇 |)正常のみ 🔘 異常のみ | |
| | 生年月日 | /_/ | ~ _ | /_/ | 項目 | 条件形式 | ◉ And条件 | ○ 0r条件 | |
| | 年齡 | 歳 | カ月 ~ | 歳 | カ月 CSV开 | /式 | ◎ カンマ(,) | ○ タブ(Tab) | |
| | 値日検索(音 | B分検索可) | | | | | | | |
| | Hb | A | | | | | (3) | 選択数 2 クリア | ר |
| | | | 検 | 索 /リア | | | Ŭ | | |
| 2 | 「照項目一覧 | | | | 4 | 抽出項目- | 一覧 | (最大50) | |
| | 項目コート | , i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | 項目名 | | | 項目コ | | 項目名 | |
| | 14 | 4 HbAlc(NGS | P)特定(未) | 使用) | | | 134 HbAlc(N | GSP) | |
| | 16 | 4 HbAlc(JDS | 5)(使用甲止 | :) | | | 347 CRP | | |
| | 18 | 11 (甲止)HbH 17 町 41-(町6 | llc(特定健) | 3) | | | | | |
| | 428 | 0 ULAIS(JUS |)(HFLU) い(融表)主) | | | | | | |
| | 440 | O HEALC(JDC |)(日子み(広) (P)(日PIで) | | | | | | |
| | 430 | 1 HbA1c(NGS | (酵素法) |) | | | | | |
| | 100 | 1 101110(1100 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

抽出したい検査項目を参照項目一覧から選んで、ダブルクリックか「>」ボタンを 押して抽出項目一覧に追加します。

①項目検索(部分検索可):左に項目コード、右に検査項目名を入力して「検索」ボ タンを押すことで参照項目一覧の絞り込みが行えます。

「クリア」ボタンを押すと項目検索項目をクリアできます。

- ②参照項目一覧:選択対象の検査項目が表示されます。項目をダブルクリックする か「>」ボタンを押すと抽出項目一覧に移動されます。
- ③選択数:選択されている検査項目の数(抽出項目件数)が表示されます。 「クリア」ボタンで選択をクリアできます。
- ④抽出項目一覧:選択されている検査項目が表示されます。

CSVファイルを保存します。

| 項目別検査結果CSV抽出 | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ①F1:終了 ②F2:メニュー ⑧F3:CSV抽出 ④F5:≸ | 条件保存(1) F6:条件呼出 | | | | | | | |
| | A/44 | | | | | | | |
| 受付日 2015/12/13 ~ 2015/1 | .2/14 | | | | | | | |
| 性別 ● 区別なし ● 男性のみ ● 女性 | ±のみ 正常・異常 ◉ 区別なし ◯ 正常のみ ◯ 異常のみ | | | | | | | |
| 生年月日/_/ ~/_ | _/ 項目条件形式 	◎ And条件 | | | | | | | |
| 年齢 歳 カ月 ~ 歳 | 乾 カ月 CSV形式 	◎ カンマ(,) 	○ タブ(Tab) | | | | | | | |
| 項目検索(部分検索可) | | | | | | | | |
| НЪА | 選択数 2 2 2 | | | | | | | |
| 検索 | ///7 | | | | | | | |
| 参照項目一覧 | 抽出項目一覧 (最大50) | | | | | | | |
| 項目コード項目名 | 項目コード項目名 | | | | | | | |
| 144 HbA1c(NGSP)特定(未使用) | 134 HbAlc(NGSP) | | | | | | | |
| 164 HbA1c(JDS)(使用中止) | 347 CRP | | | | | | | |
| 191 (中止)HbAlc(特定健診) | | | | | | | | |
| 4297 HbA1c(JDS)(HPLC) | | | | | | | | |
| 4298 HbA1c(JDS)(酵素法) | | | | | | | | |
| 4300 HbAIc(NGSP)(HPLC) 4001 Ⅲ 41 (MCCD)(孫建書会生) | | | | | | | | |
| 4301 HbAIc(NGSP)(醇素法) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- ①「F1:終了」:項目別検査結果CSV抽出を終了します。
- ②「F2:メニュー」:メニューを表示させます。
- ③「F3:CSV抽出」をクリックし、CSVファイルに出力して保存します。

|) 🕞 マ 🚢 ト コンピューター ト ロー | カル ディスク (C:) ▶ | | ▼ ✓ ✓ | , ディスク (C∶)0 | D検索 |
|------------------------|----------------------|------------------|---|--------------|-----|
| 整理 ▼ 新しいフォルダー | | | | | (|
| 📃 デスクトップ | ^ 名前 ^ | 更新日時 | 種類 | サイズ | |
| 🗐 最近表示した場所 | \$Windows.~BT | 2015/09/03 8:28 | ファイル フォル… | | |
| | Erpcs | 2015/04/21 13:14 | ファイル フォル… | | |
| 🏹 ライブラリ | book_sys | 2014/09/02 13:07 | ファイル フォル… | | |
| ▷ 🖹 ドキュメント | BUFFALO | 2015/03/09 15:26 | ファイル フォル… | | |
| ▷ ⊑ ピクチャ | kenshin_supsys | 2015/02/24 10:13 | ファイル フォル | | |
| ▶ ■ ビデオ | \mu kintai | 2015/12/16 17:54 | ファイル フォル | | |
| | 📕 kintait | 2014/12/04 9:54 | ファイル フォル | | |
| | imonsiaj-bin-stable | 2015/09/04 10:02 | ファイル フォル | | |
| | MSOCache | 2014/03/27 16:43 | ファイル フォル | | |
| 🏴 コンピューター | 📗 ΝΙΤΤΟΚΟ | 2014/12/24 18:46 | ファイル フォル | | |
| > 🚢 ローカル ディスク (C:) | NVIDIA | 2014/09/02 20:12 | ファイル フォル | | |
| | NVIDIA Corporation | 2014/09/02 20:12 | ファイルフォル… | | |

「OK」をクリックします。



④「F5:条件保存」をクリックすると現在画面上に設定されている条件(検査項目選 択含む)を保存できます。

「保存」をクリックします。

| 保存先のファイルを選 | 択してください | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|------|
| C→ → ▲ < □ | ーカル ディスク (C:) 🕨 福山 | I市医師会 ▶ すこやかネット ▶ TPL | ✓ 4) 7 | PLの検索 | Q |
| 整理 ▼ 新しい | フォルダー | | | :== | • 🔞 |
| 📃 デスクトップ | | ^ 名前 [^] | 更新日時 | 種類 | サイズ |
| 週 最近表示した | 場所 | E Csv条件.tpl | 2015/12/16 19:13 | TPL ファイル | 1 K |
| 🍃 ライブラリ | | | | | |
| 📑 ドキュメント | | | | | |
| 📔 ピクチャ | | | | | |
| 🛃 ビデオ | | | | | |
| 👌 ミュージック | | | | | |
| 🌉 コンピューター | | | | | |
| 🚢 ローカル ディ | スク (C:) | | | | |
| 😑 ローカル ディ | スク (D:) | ▼ (| m | | • |
| ファイル名(N): | csv条件.tpl | | | | - |
| ファイルの種類(<u>T</u>): | TPLファイル(*.tpl) | | | | - |
| 🍝 フォルダーの非表 | 标 | | | 保存(S) 丰t | マンセル |

「OK」をクリックします。

| すこやかネット 🔀 |] |
|------------|---|
| () 保存しました。 | |
| ОК | |

| 聞くファイルを選択してください | 市医師会 🕨 すこやかネット 🕨 TPL | ✓ ✓ | しの検索 | × |
|--|----------------------|---|-------------|-------------|
| 整理 マ 新しいフォルダー | | | == - | |
| 🛧 お気に入り | | 更新日時 | 種類 | サイズ |
| ▶ ダウンロード | ≡ Csv条件.tpl | 2015/12/16 19:13 | TPL ファイル | 1 |
| ■ デスクトップ 1011日 - 10000000000000000000000000000000 | | | | |
| 🍃 ライブラリ | | | | |
| 📑 ドキュメント | | | | |
| ■ ピクチャ | | | | |
| ■ ビデイ ↓ ミュージック | | | | |
| ■ コンピューター | | | | |
| 鑑 ローカル ディスク (C:) | | | | _ |
| - ローサル ディフク (D·) | | | | - + |
| ファイル名(<u>N</u>): csv条件.tpl | | ▼ TPL | ファイル(*.tpl) | |
| | | 開 | <(0) + +7 | ン セル |

⑤「F6:条件呼出」をクリックすると④で保存した条件を呼び出すことができます。

呼び出す条件を選択して「開く」をクリックします。